



So versorgen Sie Ihre Patienten optimal, innovativ und erfolgreich

**Ermöglichen Sie Ihren Patienten
bestmögliche Entlastung und Mobilisierung**



MIT **SICHERHEIT**
MEHR **MOBILITÄT**



Mit dem ORTHOSCOOT auf dem richtigen Weg

Als herausragender Arzt bieten Sie Ihren Patienten mehr als nur Standards. Mit dem ORTHOSCOOT können Sie Ihr Angebot für Patienten mit Fuß- und Sprunggelenksverletzungen auf ein neues Innovationslevel heben und gleichzeitig eine Versorgungslücke schließen.

Im prä- und postoperativen medizinischen Einsatz, nach einem Unfall oder nach einer Operation an Fuß- und Sprunggelenk sind die Vorteile des ORTHOSCOOT Modell NH1 unschlagbar. Führende Praxen und Kliniken in Deutschland sowie im europäischen Ausland setzen den ORTHOSCOOT sowohl stationär für die professionelle Patientenversorgung als auch postoperativ nach der Entlassung ein.

Der ORTHOSCOOT ist ein orthopädisches Hilfsmittel, welches Ihre Patienten einfach, sicher und bequem mobilisiert. Das verletzte Bein wird auf das individuell einstellbare Kniepolster gelegt. Der Fuß wird dabei optimal gelagert und maximal entlastet. Mit dem gesunden Standbein stößt man sich nach vorne ab, nimmt Fahrt auf und lenkt mit den Händen. Der ORTHOSCOOT ist sehr wendig, er kann auch in Wohnung und Büro eingesetzt werden und erleichtert hier z.B. Tätigkeiten im Stehen.

Die Vorteile für Ihre Patienten

- Ergonomisches Lagern des Fußes **verhindert übermäßiges Anschwellen von Bein und Fuß**.
- Ideale **Entlastung des Fußes**.
- In der postoperativen Phase wirkt er dem **Muskelabbau aktiv entgegen**.
- Entlastung von **Rückenmuskulatur, Schultern und Handgelenken** während der Mobilisierung.
- **Sichere Fortbewegung** ohne auf die Hilfe Dritter angewiesen zu sein.
- **Bewegungsfreiheit der Hände** im Stand.
- **Auf Augenhöhe** mit dem sozialen Umfeld.
- Die einzigartige **Halterung für Gehstützen** ermöglicht deren Transport und den schnellen Zugriff.
- **Gut transportierbar** im Kofferraum, klappbar und werkzeuglos auf- und abbaubar.
- **Top Design & Qualität**, entwickelt, zertifiziert und konzipiert in Deutschland.

Die Vorteile für Sie

- Sie begeistern Ihre Patienten mit dem **aktuellsten Stand der Technik**.
- Sie **unterstützen Ihr Entlassmanagement** und **erhöhen Ihre Effizienz** im Klinik / Praxis Alltag.
- Der ORTHOSCOOT ist medizinisch sinnvoll und ermöglicht **Mobilität und Selbstständigkeit**.
- Die Patienten **bewegen sich eigenständig** in der Klinik.
- Sie sichern **optimierte Arbeitsabläufe**, während sich Ihre Patienten „auf Augenhöhe“ wohlfühlen.
- Sie beweisen ein **innovatives, modernes Image** und steigern Ihre Attraktivität.
- Sie und Ihre Patienten vertrauen maximaler Sicherheit: in Deutschland entwickelt, montiert und **TÜV-zertifiziert**.

Innovation und Revolution - das ORTHOSCOOT Modell NH1



Großes Transportfach
Genug Platz für Schlüssel,
Proviant, kleine Einkäufe usw.



Ergonomisches Kniepolster
Optimale Lagerung des
verletzten Fußes



**Werkzeugloser
Auf- und Abbau**
Für den einfachen
Transport im Auto



Gehstützen-Halterung *
Rechts oder links,
je nach Bedarf



Drei Spezialreifen
Stoßabsorbierend für
Stabilität und leichten Lauf
auf allen Untergründen



Diebstahlschutz *
Gut geschützt mit
Schloss und GPS



Hand- und Feststellbremse
Für mehr Kontrolle, Sicherheit
und einen festen Stand.
Weltweit der Einzige mit TÜV

Sie können den
ORTHOSCOOT
kostenlos für Ihre
Klinik / Praxisräume
testen.

Kontaktieren Sie uns.



So erhalten Ihre Patienten den ORTHOSCOOT NH1

Die ärztliche Verordnung für den ORTHOSCOOT:

Fig. 3811a	Rechtliche Bestimmungen	Vertragssatzbezeichnung
Art. 220v	ORTHOSCOOT MODELL NH1 LEIHWEISE XX WOCHEN	
Art. 220w	Orthopädischer Roller	
Art. 220x	HMV-Nr.: 22.50.02.XXXX	
Art. 220y	Indikation:	
Art. 220z	BBB	
* in Rückgabe		Unterstützt über Ärzte Nummer: 0 97 27208

Hilfsmittelnnummer beantragt. Erfragen Sie den aktuellen Status.

Ihr Patient kann sich mit seiner Verordnung den ORTHOSCOOT im Sanitätsfachhandel leihen. Dort wird er in die Verwendung des ORTHOSCOOT eingewiesen und das Gerät individuell auf ihn eingestellt.

Klinik: Im Rahmen eines Mietverhältnisses stellen wir Ihnen die benötigte Anzahl ORTHOSCOOTs für Ihre Station zu sehr günstigen Konditionen zur klinikinternen Nutzung zur Verfügung. Der ORTHOSCOOT wird halbjährlich beim Hersteller gewartet und aufbereitet.

Sollte der lokale Sanitätsfachhandel noch kein ORTHOSCOOT-Partner sein, so melden Sie sich bitte bei uns. Wir kümmern uns um eine optimale Versorgung.

Unser Service für Sie

- Transparentes und kosteneffizientes Jahresmiet-system für wirtschaftliche Planbarkeit.
- Halbjährlicher Service inkl. kostenfreier Produktupdates.
- Persönliche Schulung und Einweisung durch unser Team.
- Integriertes GPS-Signal als Diebstahlschutz möglich.
- Videos, Patientenmeinungen, Indikationen und weitere Details unter www.orthoscoot.com, auf facebook und YouTube.

Das ideale Hilfsmittel

Der ORTHOSCOOT ist die innovative Alternative und schließt eine Versorgungslücke. Er eignet sich für Patienten jeden Alters, die in der Phase vor bzw. nach einer Operation ihren verletzten Fuß nicht belasten dürfen. Menschen mit chronischen oder temporären Funktionseinschränkungen an Fuß, Sprunggelenk und / oder distalem Unterschenkel, bleiben fast uneingeschränkt mobil bei gleichzeitiger Entlastung des betroffenen Fußes.



Führende Ärzte aus aller Welt sind überzeugt

„Durch die Einführung des ORTHOSCOOT NH1 haben wir das Segment unserer Hilfsmittel auf ein neues Level gebracht. Der NH1 überzeugt durch Funktionalität, Verarbeitung, Benutzerfreundlichkeit und Design.“

P.-H. ÅGREN, SWE

„Der ORTHOSCOOT NH1 ist die nächste Generation von Hilfsmitteln. Deutsche Ingenieursarbeit ist weltweit bekannt für herausragende Leistungen. Mit genau diesem Image präsentiert sich ORTHOSCOOT der orthopädischen Gemeinschaft.“

G. C. BERLET, USA

„Durch den Einsatz sind die Einschränkungen der Entlastungsphase postoperativ wesentlich geringer. Auch ältere Patienten kommen nach kurzer Eingewöhnungszeit sehr gut mit dem ORTHOSCOOT zurecht und profitieren davon.“

M. RICHTER, DE

„Der ORTHOSCOOT ist ein wichtiges Hilfsmittel für die Sicherung des Operationserfolges und die Patientenzufriedenheit.“

C. SOMMER, CH

„Mit Hilfe der ergonomisch geformten Lagerungsschale für das Knie ermöglicht der ORTHOSCOOT NH1 den Patienten die sichere Fortbewegung bei gleichzeitiger Entlastung der erkrankten Extremität.“

M. THOMAS, DE

„Wir schätzen den ORTHOSCOOT NH1, da er die Eigenständigkeit und die Mobilität von Patienten fördert und helfen kann längere Entlastungsphasen gut zu überstehen.“

M. WALTHER, DE

Indikation - wann eignet sich der ORTHOSCOOT NH1

Bei erforderlicher Ruhigstellung und Entlastung

- Frakturen von Sprunggelenk, Fußwurzel oder Mittelfuß
- Verletzungen von sprunggelenksumgreifenden Sehnen
- Schwere Weichteilverletzungen an Fuß- und Sprunggelenk
- Komplexe Bandverletzungen von Fuß- und Sprunggelenk
- Amputationen auf Höhe distaler Unterschenkel, Sprunggelenk, Mittelfuß oder Zehen
- Osteochondrale Verletzungen an Sprunggelenk oder Fußwurzel
- Nach Operationen am Fersenbein oder anderen Fußwurzelknochen
- Nach schwerwiegenden operativen Eingriffen am Vorfuß

Nach Korrektur von schweren Fußdeformitäten

- Klumpfuß
- Plattfuß
- Cavovarus Fuß

Kontraindikation - wann darf der ORTHOSCOOT NH1 nicht verwendet werden

- Gleichgewichtsstörungen, welche das Führen eines Dreirades nicht zulassen
- Beeinträchtigung beider unterer Extremitäten, so dass das zweite Bein zum Antrieb nicht genutzt werden kann
- Akute Thrombose des betroffenen Beines
- Anliegender Fixateur externe am Unterschenkel oder Sprunggelenk
- Floride Wundinfekte des betroffenen Beines
- Belastungseinschränkung des Kniegelenks am betroffenen Bein (z.B. bei K-TEP)
- Polyneuropathie mit Beeinträchtigung der Sensibilität am Unterschenkel und Kniegelenk der betroffenen Extremität
- Bei Polytrauma mit Beeinträchtigung beider unterer und oberer Extremitäten

Technische Daten

Gewicht	13,6 kg
Länge	920 mm
Breite	580 mm
Höhe	min. 870 mm / max. 960 mm
Einsatzbereich	140-200 cm, bis 120 kg
Geräuscentwicklung	20-30 Dezibel auf glattem Untergrund (entspr. etwa leisem Flüstern)
Packmaße	L 830 mm / B 480 mm / H 530 mm
Gurtmaß	2850 mm

Zubehör

ORTHOSCOOT Bügelschloss (Art.-Nr. NH1 ZB-0001)
Gehstützen-Halterung (Art.-Nr. NH1 ZB-0002)
GPS-Diebstahlschutz (auf Anfrage)

Transport und Versand

Der ORTHOSCOOT NH1 kann für den Transport in PKW, Flugzeug und Bahn geklappt werden. Für den Versand verweisen wir ausschließlich auf die ORTHOSCOOT NH1 Versandkartonage.

Wartung und Reinigung

Der ORTHOSCOOT NH1 ist in regelmäßigen Abständen zu reinigen und zu warten. Grundreinigung und Desinfektion sind vor jedem Nutzerwechsel durchzuführen.

Der ORTHOSCOOT NH1 darf nicht mit aggressiven, ätzenden oder scheuernden Substanzen gereinigt werden. Verwenden Sie keine Dampfstrahler, harte und / oder abrasive Bürsten oder Schwämme. Zur Desinfektion verweisen wir auf zugelassene, handelsübliche Produkte, ausschließlich ohne Chloridzusätze!

Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich vom Hersteller durchgeführt werden.

DIN EN ISO 13485 / ISO 9001 - 93/42/EWG - Hilfsmittelnummer beantragt



ORTHOSCOOT® GmbH
Gessertshausener Straße 2
86356 Neusäß / Vogelsang
GERMANY

T +49 (0) 821 71 01 99-20
F +49 (0) 821 71 01 99-40
info@orthoscoot.com

orthoscoot.com



SANITÄTSFACHHANDEL