



Mobilisiert
Ihre Kunden.
Erhöht Ihre
Attraktivität.

Die Innovation im
Sanitätsfachhandel



MIT SICHERHEIT
MEHR MOBILITÄT



Die Innovation im Hilfs- mittelmarkt

Als kompetenter Sanitätsfachhandel bieten Sie Ihren Kunden die gesamte Bandbreite medizinischer Hilfsmittel an. Mit dem ORTHOSCOOT nehmen Sie eine Weltneuheit in Ihr Angebot für Kunden mit Fuß- und Sprunggelenksverletzungen auf und präsentieren sich zusätzlich als innovativer Anbieter mit Weitblick.

Der ORTHOSCOOT ist ein orthopädisches Hilfsmittel, welches Ihre Kunden einfach, sicher und bequem mobilisiert. Das verletzte Bein wird auf das individuell einstellbare Kniepolster gelegt. Mit dem gesunden Bein stößt man sich nach vorne ab, nimmt Fahrt auf und lenkt mit den Händen. Der ORTHOSCOOT ist sehr wendig, er kann auch in Wohnung und Büro eingesetzt werden und erleichtert hier z.B. Tätigkeiten im Stehen.

Im prä- und postoperativen medizinischen Einsatz, nach einem Unfall oder nach einer Operation an Fuß- und Sprunggelenk sind die Vorteile des ORTHOSCOOT Modell NH1 unschlagbar. Führende Praxen und Kliniken setzen ihn sowohl stationär für die professionelle Patientenversorgung als auch postoperativ nach der Entlassung ein.

Sie können hier eine zentrale Rolle übernehmen, denn die Patienten erhalten den ORTHOSCOOT über den Fachhandel.

Die Vorteile für Kunden

- Ergonomisches Lagern des Fußes **verhindert übermäßiges Anschwellen von Bein und Fuß**.
- Ideale **Entlastung des Fußes**.
- In der postoperativen Phase wirkt er dem **Muskelabbau aktiv entgegen**.
- Entlastung von **Rückenmuskulatur, Schultern und Handgelenken** während der Mobilisierung.
- **Sichere Fortbewegung** ohne auf die Hilfe Dritter angewiesen zu sein.
- **Bewegungsfreiheit der Hände** im Stand.
- **Auf Augenhöhe** mit dem sozialen Umfeld.
- Die einzigartige **Halterung für Gehstützen** ermöglicht deren Transport und den schnellen Zugriff.
- **Gut transportierbar** im Kofferraum, klappbar und werkzeuglos auf- und abbaubar.
- **Top Design & Qualität**, entwickelt, zertifiziert und konzipiert in Deutschland.

Die Vorteile für Sie

- Sie begeistern Ihre Kunden und Ärzte mit dem **aktuellsten Stand der Technik**.
- Sie bieten ein Produkt an, das **für jede Altersgruppe** geeignet ist.
- Sie erhalten **aufmerksamkeitsstarke Schaufensterdekoration**.
- Sie **schließen** eine **Versorgungslücke**.
- Sie erwirtschaften mit wenig Aufwand einen **guten Ertrag**.
- Für Sie entstehen **keine Investitionskosten**.
- Sie beweisen ein **innovatives, modernes Image** und steigern Ihre Attraktivität.
- Sie und Ihre Kunden vertrauen maximaler Sicherheit: in Deutschland entwickelt, montiert und **TÜV-zertifiziert**.

Innovation und Revolution - das ORTHOSCOOT Modell NH1



Großes Transportfach
Genug Platz für Schlüssel, Proviant, kleine Einkäufe usw.



Ergonomisches Kniepolster
Optimale Lagerung des verletzten Fußes



Werkzeugloser Auf- und Abbau
Für den einfachen Transport im Auto



Gehstützen-Halterung*
Rechts oder links, je nach Bedarf



Drei Spezialreifen
Stoßabsorbierend für Stabilität und leichten Lauf auf allen Untergründen



Diebstahlschutz*
Gut geschützt mit Schloss und GPS



Hand- und Feststellbremse
Für mehr Kontrolle, Sicherheit und einen festen Stand. Weltweit der Einzige mit TÜV



„Nach einer kurzen und unkomplizierten Einweisung durch das Fachpersonal konnte ich direkt losfahren. Spitze!“

SOPHIA B. 28 JAHRE

So erhalten Ihre Kunden den ORTHOSCOOT NH1

Die ärztliche Verordnung für den ORTHOSCOOT:

Praxis Z.Nr.	Praxis: [Name des Arztes]	Verordnungsdatum
Art. 32 IV	ORTHOSCOOT MODELL NH1 LEIHWEISE XX WOCHEN	
Art. 32 IV	Orthopädischer Roller	
Art. 32 IV	HMV-Nr.: 22.50.02.XXXX	
Art. 32 IV	Indikation:	
LEB		Unterzeichnet von Arztes Muster: 5 17 2208

Hilfsmittelnummer beantragt. Erfragen Sie den aktuellen Status.

Ihr Kunde kommt mit seiner Verordnung für den ORTHOSCOOT zu Ihnen in den Fachhandel. Sie weisen ihn in die Verwendung des ORTHOSCOOT ein und stellen das Gerät individuell auf seine Bedürfnisse ein. Nach der Verwendung bringt Ihnen der Kunde den geliehenen ORTHOSCOOT zurück oder versendet diesen direkt an uns.

Unser Service für Sie

- Persönliche Schulung und Einweisung durch unser Vertriebsteam
- Sofortwarenlager, um Kunden umgehend zu versorgen
- Ihr Unternehmen auf dem ORTHOSCOOT bestickt
- Lieferung innerhalb 24 Std. nach Bestelleingang
- Videos, Patientenmeinungen, Indikationen und weitere Details unter www.orthoscoot.com, auf facebook und YouTube.

Eine saubere Sache

Nach jedem Verleih werden die ORTHOSCOOT-Einheiten in einer speziellen Aufbereitungskammer desinfiziert und gründlich gereinigt. Sie werden von unserem Serviceteam gesichtet und technisch überprüft. Alle Schrauben werden kontrolliert, defekte oder verschlissene Teile ausgetauscht. Nach erfolgreicher technischer Überprüfung wird der ORTHOSCOOT wieder verpackt und ist bereit für den nächsten Einsatz.



„Nach einem komplizierten Fersenbruch musste ich den Fuß vier Wochen lang ruhig stellen ohne selbst einzurosten. Mit dem ORTHOSCOOT war das zum Glück kein Problem. Dank seiner Wendigkeit war ich fast so mobil wie gewohnt. Er ist einfach zu benutzen und dank Bremse und drei Rädern hatte ich immer ein sicheres und stabiles Gefühl. Sehr gut gemacht, liebe Erfinder.“

INGE R., 74 JAHRE

Indikation - wann eignet sich der ORTHOSCOOT NH1

Bei erforderlicher Ruhigstellung und Entlastung

- Frakturen von Sprunggelenk, Fußwurzel oder Mittelfuß
- Verletzungen von sprunggelenksumgreifenden Sehnen
- Schwere Weichteilverletzungen an Fuß- und Sprunggelenk
- Komplexe Bandverletzungen von Fuß- und Sprunggelenk
- Amputationen auf Höhe distaler Unterschenkel, Sprunggelenk, Mittelfuß oder Zehen
- Osteochondrale Verletzungen an Sprunggelenk oder Fußwurzel
- Nach Operationen am Fersenbein oder anderen Fußwurzelknochen
- Nach schwerwiegenden operativen Eingriffen am Vorfuß

Nach Korrektur von schweren Fußdeformitäten

- Klumpfuß
- Plattfuß
- Cavovarus Fuß

Kontraindikation - wann darf der ORTHOSCOOT NH1 nicht verwendet werden

- Gleichgewichtsstörungen, welche das Führen eines Dreirades nicht zulassen
- Beeinträchtigung beider unterer Extremitäten, so dass das zweite Bein zum Antrieb nicht genutzt werden kann
- Akute Thrombose des betroffenen Beines
- Anliegender Fixateur externe am Unterschenkel oder Sprunggelenk
- Floride Wundinfekte des betroffenen Beines
- Belastungseinschränkung des Kniegelenks am betroffenen Bein (z.B. bei K-TEP)
- Polyneuropathie mit Beeinträchtigung der Sensibilität am Unterschenkel und Kniegelenk der betroffenen Extremität
- Bei Polytrauma mit Beeinträchtigung beider unterer und oberer Extremitäten

Technische Daten

Gewicht	13,6 kg
Länge	920 mm
Breite	580 mm
Höhe	min. 870 mm / max. 960 mm
Einsatzbereich	140-200 cm, bis 120 kg
Geräuscentwicklung	20-30 Dezibel auf glattem Untergrund (entspr. etwa leisem Flüstern)
Packmaße	L 830 mm / B 480 mm / H 530 mm
Gurtmaß	2850 mm

Zubehör

ORTHOSCOOT Bügelschloss (Art.-Nr. NH1 ZB-0001)
Gehstützen-Halterung (Art.-Nr. NH1 ZB-0002)
GPS-Diebstahlschutz (auf Anfrage)

Transport und Versand

Der ORTHOSCOOT NH1 kann für den Transport in PKW, Flugzeug und Bahn geklappt werden. Für den Versand verweisen wir ausschließlich auf die ORTHOSCOOT NH1 Versandkartonage.

Wartung und Reinigung

Der ORTHOSCOOT NH1 ist in regelmäßigen Abständen zu reinigen und zu warten. Grundreinigung und Desinfektion sind vor jedem Nutzerwechsel durchzuführen.

Der ORTHOSCOOT NH1 darf nicht mit aggressiven, ätzenden oder scheuernden Substanzen gereinigt werden. Verwenden Sie keine Dampfstrahler, harte und / oder abrasive Bürsten oder Schwämme. Zur Desinfektion verweisen wir auf zugelassene, handelsübliche Produkte, ausschließlich ohne Chloridzusätze!

Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich vom Hersteller durchgeführt werden.

DIN EN ISO 13485 / ISO 9001 - 93/42/EWG - Hilfsmittelnummer beantragt



ORTHOSCOOT® GmbH
Gessertshausener Straße 2
86356 Neusäß / Vogelsang
GERMANY

T +49 (0) 821 71 01 99-20
F +49 (0) 821 71 01 99-40
info@orthoscoot.com

orthoscoot.com



SANITÄTSFACHHANDEL